



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CÁLCIO**

**REF. 448**

**LOTE: 1904A**

**DATA DE VALIDADE: 01/2021**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| <b>Parâmetros</b>        | <b>Especificações</b>       | <b>Resultados do lote</b> |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco    | <0,750                      | De acordo                 |
| Fator de Calibração      | 8,6 a 10,5                  | De acordo                 |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Linearidade              | Até 16 mg/dL                | De acordo                 |
| Soro Controle nível I    | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Soro Controle nível II   | Dentro dos limites internos | De acordo                 |

Data: 05/11/2020

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade