



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Bilirrubinas DCA
Referência Referencia / Reference:	431M
Lote Lot:	202104
Validade Validez / Expiration date:	10/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	12 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	30 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração BD Factor de calibración BD/BD Calibration Factor	13,5 - 16,5	De acordo De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração BT Factor de calibración BT/BT Calibration Factor	25,7 - 35,0	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	BT 0,97 (0,82 - 1,12)mg/dL BD 0,62(0,53 - 0,71) mg/dL	BT 0,97 mg/dL BD 0,70 mg/dL
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	BT 5,31 (4,51 - 6,11)mg/dL BD 2,85 (2,42 - 3,28) mg/dL	BT 4,95 mg/dL BD 3,12 mg/dL

Data Fecha / Date:	06/10/2021
------------------------------	-------------------

José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br