

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 9139

VAL.: 2021-06

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 9139 Val: 06/2021					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	182	146 - 218	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	48.7	34.1 - 63.3	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	23.0	16.1 - 29.9	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 05/19