

Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 0006

VAL.: 2021-03

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 0006 Val: 03-2021

Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	54.8	43.8 - 65.8	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.37	1.90 - 2.84	mg/L

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/20