



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CLORETOS**

**REF. 408**

**LOTE: 1901**

**DATA DE VALIDADE: 08/2021**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,050	De acordo
Fator de Calibração (505nm)	259 - 389	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 130 mEq/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 09/09/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade