



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CALIBRADOR**

**REF. 410**

**LOTE: 1802**

**DATA DE VALIDADE: 07/2021**

### **CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO (RASTREABILIDADE)**

Os valores estabelecidos para os diversos analitos do Calibrador são rastreáveis aos padrões SRM 909, 916, 927 965 e 1951do NIST, ERM 470 da IFCC, métodos de referência da IFCC e aos valores de consenso dos programas de proficiência do CAP.

SRM = Standard Reference Material

NIST = National Institute of Standards and Technology

ERM = European Reference Materials

IFCC = International Federation of Clinical Chemistry

CAP = College of American Pathologists

Data: 22/01/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade