



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO**

**REF. 341**

**LOTE: 1901**

**DATA DE VALIDADE: 04/2021**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,010	0,003
Fator de Calibração	942 a 1412	1189
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 450 µg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	143 a 175 µg/dL	156 µg/dL
Soro Controle nível II	235 a 287 µg/dL	259 µg/dL

Data: 09/05/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade