

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 0015

VAL.: 2021-06

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.

- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 0015 Val: 06/2021					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	168	134 - 202	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	247	198 - 296	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	50.1	35.1 - 65.1	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	78.4	54.9 - 101.9	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	23.0	16.5 - 30.7	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	54.3	38.0 - 70.6	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/20