



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CLORETOS - PP**

**REF. 544**

**LOTE: 1805**

**DATA DE VALIDADE: 06/2019**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	< 0,100	De acordo
Fator de Calibração	198 - 297	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 130 mEq/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 31/07/2018

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade