



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CREATININA – PP

REF. 435

LOTE: 6004

DATA DE VALIDADE: 10/2017

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,200	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	12 mg/dL	De acordo
Fator de calibração	50 a 62	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 31/08/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade