


Produto Producto / Product:	Creatinina Creatinina / creatinine
Referência Referencia / Reference:	335
Lote Lot:	202102
Validade Validez / Expiration date:	10/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,150	0,109
Fator de Calibração (505 nm) Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	33 - 55	45,13
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	12 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1,29 (1.10 - 1.48) mg/dL	1,24 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	4,66 (4.96 - 5,36) mg/dL	4,74 mg/dL

Data Fecha / Date:	17/12/2021
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br