

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 0005

VAL.: 2021-06

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

| Lote: 0005 Val: 06/2021 | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|----------|
| Analito | Método | Nível | Valor | Intervalo | Unidades |
| AEO | Turbidimetria | Normal (N1) | 182 | 146 - 218 | UI/mL |
| FR | Turbidimetria | Normal (N1) | 48.7 | 34.1 - 63.3 | UI/mL |
| PCR | Turbidimetria | Normal (N1) | 23.0 | 16.1 - 29.9 | mg/L |

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/20