



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Cloretos</b><br>Cloruros/Chlorides |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>544</b>                            |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>202102</b>                         |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>02/2022</b>                        |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:  | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango aceptable / Acceptable range:                            | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| <b>Absorbância do branco</b><br>Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:               | <b>≤ 0,100</b>   | <b>0,037</b>   |
| <b>Aspectos físico-químico</b><br>Aspectos físico-químicos/<br>Physico-chemical aspects | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/ Within internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad / Linearity:   | <b>130 mEq/L</b>   | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel I/Control Serum Level I:         | <b>100 (85 - 115) mEq/L</b>  | <b>87 mEq/L</b>  |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel II/Control Serum Level II:      | <b>122 (104 - 140) mEq/L</b>   | <b>108 mEq/L</b>   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>21/06/2021</b> |
|------------------------------|-------------------|

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**