



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CÁLCIO ARSENAZO**

**REF. 449**

**LOTE: 1904**

**DATA DE VALIDADE: 10/2020**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,660	De acordo
Fator de Calibração (670 nm)	20,4 a 27,6	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 17 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 03/10/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade