

**CERTIFICADO DE ANÁLISES****PRODUTO: FLUORETO- CAT. 329****CERTIFICADO DE ANÁLISE**

REAGENTES	LOTE	VALIDADE
Fluoreto	170136	01/01/19

**1- ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS**

Reagentes	Cor	Aspecto
Fluoreto	Verde	Líquido límpido

**2- RELAÇÃO ANTICOAGULANTE/AMOSTRA**

Anticoagulante = 1 gota	Amostra = 3 mL
-------------------------	----------------

**3- FORMAÇÃO DE COÁGULO**

	30 minutos	60 minutos	120 minutos
Amostra 1	ausente	ausente	ausente
Amostra 2	ausente	ausente	ausente
Amostra 3	ausente	ausente	ausente

**4- PRESENÇA DE HEMÓLISE**

	Hemólise em 120 minutos
Amostra 1	ausente
Amostra 2	ausente
Amostra 3	ausente

<b>RESULTADO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>APROVADO</b>	<input type="checkbox"/> <b>REPROVADO</b>
------------------	---	---

Data: 07/04/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade