

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 9138

VAL.: 2021-06

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.

- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 9138 Val: 06/2021					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	182	146 - 218	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	247	198 - 296	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	48,7	34.1 - 63.3	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	78.4	54.9 - 101.9	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	23.0	16.1 - 29.9	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	54.3	38.0 - 70.6	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 03/19