

PRODUTO: TRIGLICÉRIDES – PP**REF. 459****LOTE: 2006****DATA DE VALIDADE: 10/2013****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	0,022
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	1100 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração	721 a 881	839
Soro Controle nível I	137 a 163 mg/dL	145 mg/dL
Soro Controle nível II	145 a 202 mg/dL	168 mg/dL

Data: 01/08/2012

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade