



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: BILIRRUBINAS - PP

REF. 431

LOTE: 1806

DATA DE VALIDADE: 01/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Faixa aceitável | Resultados do lote |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Linearidade BD | 12 mg/dL | De acordo |
| Linearidade BT | 30 mg/dL | De acordo |
| Fator de Calibração BD | 13,4 - 15,4 | De acordo |
| Fator de Calibração BT | 27,5 - 33,7 | De acordo |
| Soro Controle BD | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Soro Controle BT | Dentro dos limites internos | De acordo |

Data: 29/10/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade