



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: TRIGLICÉRIDES – PP

REF. 459

LOTE: 3001

DATA DE VALIDADE: 05/2014

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	0,026
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	1100 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração	721 a 881	754
Soro Controle nível I	107 a 145 mg/dL	129 mg/dL
Soro Controle nível II	161 a 217 mg/dL	190 mg/dL

Data: 20/03/2013

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade