

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.2

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 0082

VAL.: 2021-06

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

| Lote: 0082 Val: 06/2021 | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|----------|
| Analito | Método | Nível | Valor | Intervalo | Unidades |
| AEO | Turbidimetria | Elevado (N2) | 247 | 198 - 296 | UI/mL |
| FR | Turbidimetria | Elevado (N2) | 78.4 | 54.9 - 101.9 | UI/mL |
| PCR | Turbidimetria | Elevado (N2) | 54.3 | 38.0 - 70.6 | mg/L |

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 02/20