

# Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.2

MS 80022230191



# Analisa

**LOTE: 9140**

**VAL.: 2021-03**

**Notas**

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 9140 Val: 03/2021					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	247	198 - 296	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	78.4	54.9 - 101.9	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	54.3	38.0 - 70.6	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 02/19