



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: PCR TURBIDIMETRIA**

**REF. 473**

**LOTE: 7003**

**DATA DE VALIDADE: 03/2019**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,900	De acordo
Fator de Calibração	250 a 750	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 150 mg/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 09/01/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade