



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | Calibrador Calibrador/Calibrator |
| Referência Referencia / Reference: | 410M |
| Lote Lot: | 202101 CM01 |
| Validade Validez / Expiration date: | 01/2024 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO (RASTREABILIDADE)
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO (TRAZABILIDAD)/ PRODUCT QUALITY CONTROL
(TRACEABILITY)

Os valores estabelecidos para os diversos analitos do Calibrador são rastreáveis aos padrões SRM 909, 927 965 e 1951 do NIST, ERM 470 da IFCC, métodos de referência da IFCC, métodos de referência da IFCC e aos valores de consenso dos programas de proficiência do CAP.

Los valores estabelecidos para los diversos analitos de Calibrador son trazables a los estándares NIST SRM 909, 927 965 y 1951, IFCC ERM 470, métodos de referencia IFCC, métodos de referencia IFCC y los valores de consenso de los programas de competencia CAP/
The values established for the various analytes of Calibrador are traceable to the NIST SRM 909, 927 965 and 1951 standards, the IFCC reference methods, the IFCC reference methods and the CAP proficiency programs consensus values.

SRM = Standard Reference Material

SRM = Material de Referencia Estándar/ SRM - Standard Reference Material

NIST=National Institute of Standards and Technology

NIST = Instituto Nacional de Estándares y Tecnología/ NIST- Nacional Institute of Standards and Technology

ERM= European Reference Materials

ERM= Materiales de Referencia Europeos/ ERM- European Reference Materials

IFCC= International Federation of Clinical Chemistry

IFCC= Federación Internacional de Química Clínica/IFCC= International Federation of Clinical Chemistry

CAP= College of American Pathologists

CAP= Colegio de Patólogos Americanos/CAP= College of American Pathologists

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 10/09/2021 |
|------------------------------|-------------------|



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br