



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO

REF. 341

LOTE: 1902

DATA DE VALIDADE: 08/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,010	De acordo
Fator de Calibração	942 a 1412	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 450 µg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro do intervalo	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro do intervalo	De acordo

Data: 14/01/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade