

	CERTIFICADO DE ANÁLISES
--	--------------------------------

PRODUTO: CK - MB

REF. 490

LOTE: 9172

DATA DE VALIDADE: 08/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,400	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	600 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 05/11/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade