



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: FERRITINA - PP**

**REF. 477**

**LOTE: 9003**

**DATA DE VALIDADE: 06/2021**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do branco	<1,600	De acordo
Fator de Calibração (pontos 1 ao 4)	1500 a 2100	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Exatidão dos controles	Dentro dos limites estabelecidos	De acordo

Data: 15/02/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade