

**TABELA DE VALORES DO CALIBRADOR**  
**LOTE: 7001 VAL.: 12/19****Notas**

- As dosagens enzimáticas foram realizadas na temperatura de 37 °C.

- Para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal

ANALITO	CAT.	MÉTODO	VALORES ASSINALADOS	UNIDADES
ÁCIDO ÚRICO	451	Enzimático-Colorimétrico	7.35	mg/dL
ALBUMINA	419	Colorimétrico VBC	4.60	g/dL
ALT/GPT	422	Cinético-UV	114	U/L
AMILASE	407	Cinético-Colorimétrico (CNP)	433	U/L
AST/GOT	421	Cinético-UV IFCC	118	U/L
BILIRRUBINA TOTAL	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	5.27	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	3.61	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	5.70	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	3.03	mg/dL
CÁLCIO	448	Colorimétrico-Cresolftaleína	11.89	mg/dL
CÁLCIO	449	Colorimétrico-Arsenazo	11.40	mg/dL
CLORETOS	544	Tiocianato	123	mEq/L
COLESTEROL	460	Enzimático-Colorimétrico	176	mg/dL
COLINESTERASE	415	Cinético-Colorimétrico	7009	U/L
CREATININA	435	Cinético-Colorimétrico	4.17	mg/dL
FOSFATASE ALCALINA	440	Cinético-Colorimétrico IFCC	448	U/L
FÓSFORO UV	412	UV-Fosfomolibdato	7.77	mg/dL
GAMA GT	461	Cinético-Colorimétrico IFCC	127	U/L
GLICOSE	434	Enzimático-Colorimétrico	241	mg/dL
LDH UV	457	Cinético-UV	936	U/L
LIPASE	409	Cinético-Colorimétrico	143	U/L
MAGNÉSIO	450	Colorimétrico-Magon Sulfonado	2.97	mg/dL
PROTEÍNAS TOTAIS	418	Colorimétrico-Biureto	7.87	g/dL
TRIGLICÉRIDES	459	Enzimático-Colorimétrico	164	mg/dL
URÉIA	416	Cinético-UV	101	mg/dL