

	CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Produto Producto / Product:	Proteínas Totais Proteínas Totales/Total Proteins	
Referência Referencia / Reference:	418	
Lote Lot:	0002 CM01	
Validade Validez / Expiration date:	31/01/2028	
CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL		
Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,150	0,182
Fator de Calibração Factor de calibracion/ Calibration Factor	15,7 a 23,3	17,54
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	14 g/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	5,37 (4.56 - 6.18) g/dL	5,6 g/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	8.45 (7.18 - 9.72) g/dL	8,5 g/dL
Data Fecha / Date:	02/03/2026	
 Tatiane Trindade G Pereira Controle de Qualidade Control de Calidad / Quality Control		

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br