

Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 2215

VAL.: 2024-01

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 2215 Val: 01-2024

Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	65.9	52.7 - 79.1	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.14	1.71 - 2.57	mg/L

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.