



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Produto Producto / Product: | Analisa Clot |
| Referência Referencia / Reference: | Coagulômetro dois canais |
| Lote Lot: | 21060041 |
| Validade Validez / Expiration date: | NA |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Temperatura do Equipamento Temperatura del equipo / Equipment Temperature | 37°C | Conforme |
| Funcionamento da Impressora Operación de la impresora / Printer Operation | CONFORME | Conforme |
| Plasma Controle N1 TP Control de plasma N1 TP Plasma Control N1 TP: | 13.0 (10.0 - 16.0)'' | 13.95'' |
| Plasma Controle N2 TP Control de plasma N1 TP / Plasma Control N2 TP: | 30.0 (24.0 - 46.0)'' | 35.55'' |
| Plasma Controle N1 TTPA Control de plasma N1 TTPA Plasma Control N1 TTPA: | 31.5 (24.0 - 45.0)'' | 31.75'' |
| Plasma Controle N2 TTPA Control de plasma N1 TTPA Plasma Control N2 TTPA: | 72.0 (57.6 - 86.4)'' | 77.90'' |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 30/05/2022 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br