


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Controle CK N1 - N2</b> CK Control/Control CK
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>118</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202304</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>07/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Pó Liofilizado</b> Polvo liofilizado/Lyophilized powder	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Exatidão</b> Precisión/ Accuracy	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Atividade Enzimática</b> Actividad enzimática/Enzymatic activity	<b>Controle 1 CK Total: 81-109 U/L</b> <b>Controle 1 CK -MB: 19-31 U/L</b>  <b>Controle 2 CK Total: 325-441 U/L</b> <b>Controle 2 CK-MB: 58-96 U/L</b>	<b>Controle 1 CK Total: 94,2 U/L</b> <b>Controle 1 CKMB: 23 U/L</b>  <b>Controle 2 CK Total: 405,7 U/L</b> <b>Controle 2 CK-MB: 75 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>08/08/2023</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control