

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Controle CK N1 - N2</b> CK Control/Control CK
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>118</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>014 CM01</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>03/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Pó Liofilizado</b> Polvo liofilizado/Lyophilized powder	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Exatidão</b> Precisión/ Accuracy	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Atividade Enzimática</b> Actividad enzimática/Enzymatic activity	<b>Controle 1 CK Total:</b> 99 <b>(77 - 107) U/L</b> <b>Controle 1 CK -MB:</b> 26 <b>(20 - 32) U/L</b> <b>Controle 2 CK Total:</b> 407 <b>(345 - 469) U/L</b> <b>Controle 2 CK-MB:</b> 76 <b>(58 - 94) U/L</b>	<b>Controle 1 CK Total: 94,82 U/L</b> <b>Controle 1 CKMB: 26,7 U/L</b>  <b>Controle 2 CK Total: 406,98 U/L</b> <b>Controle 2 CK-MB: 77,7 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>02/03/2026</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

