


| | |
|---|---|
| Produto Producto / Product: | Proteinúria Proteinuria/Proteinuria |
| Referência Referencia / Reference: | 498 |
| Lote Lot: | 202304A (CM01) |
| Validade Validez / Expiration date: | 02/2025 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance | <0,150 | 0,089 |
| Fator de Calibração Factor Calibración)/ Calibration Factor : | 114 - 170 | 116,8 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad/Linearity: | 100 mg/dL | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum level I: | 25 (21,25 - 28,75) | 24,90 mg/dL |
| Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum level II: | 50 (42,5 - 57,5) | 52,60 mg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 21/03/2024 |
|------------------------------|-------------------|



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br