

Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 2064

VAL.: 2023-03

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 2064 Val: 03/2023

Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	59.1	47.3 - 70.9	µg/L
Ferritina	Turbidimetria	Elevado (N2)	140	112 - 168	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.27	1.82 - 2.72	mg/L
PCR AS	Turbidimetria	Elevado (N2)	6.86	5.49 - 8.23	mg/L

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 04/22