


| | |
|---|---------------------------------|
| Produto Producto / Product: | Cálcio Calcio/Calcium |
| Referência Referencia / Reference: | 448 |
| Lote Lot: | 202203 CM01 |
| Validade Validez / Expiration date: | 10/2023 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance: | <0,750 | 0,396 |
| Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor | 7,7 a 11,7 | 8,60 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | Até 16 mg/dL hasta 16 mg/dL/Until 16 mg/dL | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | 9,71 (8,74 - 10,7) mg/dL | 10,51 mg/dL |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | 13,0 (11,7 - 14,3) mg/dL | 13,76 mg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 30/11/2022 |
|------------------------------|-------------------|



Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br