



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Urigold Urigold/Urigold
Referência Referencia / Reference:	500SE
Lote Lot:	21A059
Validade Validez / Expiration date:	05/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Urobilinogênio Urobilinógeno/Urobilinogen	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
Glicose Glucosa/Glucose	100 a 250 mg/dL	250
Corpos cetônicos Cuerpos cetónicos/Ketone bodies	2+ a 3+	2+
Bilirrubina Bilirrubina/Bilirubin	Positivo Positivo/Positive	Positivo Positivo/Positive
Proteína Proteína/Protein	+ a ++	++
Nitrito Nitrito/Nitrite	Negativo Negativo/Negative	Negativo Negativo/Negative
pH pH/pH	6,0 a 7,0	6,0
Sangue/Hb Sangre/Hb/Blood /Hb	+ a ++	++
Densidade Densidad/Density	1.010 a 1.020	1.010
Leucócitos Leucocitos/Leukocytes	Positivo Positivo/Positive	Positivo Positivo/Positive

Data Fecha / Date:	24/02/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br