



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

PCR as Turbidimetria

Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry

Referência

Referencia / Reference:

474M

Lote

Lot:

6039

Validade

Validez / Expiration date:

08/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Linearidade Linealidad / Linearity:	15 mg/L	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	6,3 (5,4 - 7,2) mg/L	6,8 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	12,6 (10,7 - 14,5) mg/L	12,2 mg/L

Data

Fecha / Date:

05/06/2026

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade G Pereira

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br