



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Cálcio Arsenazo</b><br>Calcio Arsenazo/ Arsenazo Calcium |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>449/449 M</b>                                            |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>0002 A (CM01)</b>                                        |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>01/2028</b>                                              |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                                     | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                          | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Absorbância do Branco</b><br>Absorbancia Blanca/ White Absorbance                             | <b>&lt;0,520</b>                                                                        | <b>0,262</b>                                                     |
| <b>Fator de Calibração (670 nm)</b><br>Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm): | <b>26,0 - 39,6</b>                                                                      | <b>38,17</b>                                                     |
| <b>Aspectos físico-químicos</b><br>Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:           | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad/Linearity:                                                      | <b>Até 17 mg/dL</b><br>Hasta 17 mg/dL/ Until 17 mg/dL                                   | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel I/Control Serum level I:                  | 9.50 (8.55 - 10.5) mg/dL                                                                | <b>9,75 mg/dL</b>                                                |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel II/Control Serum level II:               | 11.82 (10.6 - 13.0) mg/dL                                                               | <b>11,86 mg/dL</b>                                               |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>05/06/2026</b> |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade G Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**