

# Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602.2

MS 80022230191



**Analisa**

**LOTE: 1084**

**VAL.: 2022-09**

#### Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1084 Val: 09/22					
Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Elevado (N2)	144	115 - 173	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Elevado (N2)	6.57	5.26 - 7.88	mg/L

(\*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas:  $\alpha$ -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/21