



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Soro Anti-B</b> Suero anti-B/Anti-B serum
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>172B</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>5336</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>27/08/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

**Aspecto visual e Propriedades Organolépticas**

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-B Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) (1 x 10 mL)	Líquido límpido Amarelo, inodoro, sem partículas ou precipitados.	<b>Aprovado</b>

**Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO**

**PROVA DIRETA (GLOBULAR)**

AMOSTRA	SORO ANTI-B	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
<b>SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)</b>	<b>A</b>	-	<b>A</b>
	<b>B</b>	4+	<b>B</b>
	<b>AB</b>	4+	<b>AB</b>
	<b>O</b>	-	<b>O</b>

Gradação	Descrição
4+	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3+	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2+	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1+	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>26/03/2026</b>
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**