



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Fibrinogênio</b> TTPA neto/Net TTPA
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>116</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>4044</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>04/09/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Plasma controle nível I</b> Nível de control de plasma I/Plasma control level I:	<b>292 (233,6 - 350,4) mg/dL</b>	<b>311,00 mg/dL</b>
<b>Plasma controle nível II</b> Nível de control de plasma II/Plasma control level II:	<b>303 (272,7 - 333,3) mg/dL</b>	<b>315,00 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>22/02/2024</b>
------------------------------	-------------------

*Isabela F. A. Santos*

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)