

LOTE: 2126
VAL.: 03/2023

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 2126 Val: 03/2023					
Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	65.9	52.7 - 79.1	µg/L
Ferritina	Turbidimetria	Elevado (N2)	140	112 - 168	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.14	1.71 - 2.57	mg/L
PCR AS	Turbidimetria	Elevado (N2)	6.86	5.49 - 8.23	mg/L

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α-1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

