



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|---|
| Produto Producto / Product: | Soro Anti-A Suero anti-A/Anti-A serum |
| Referência Referencia / Reference: | 172A |
| Lote Lot: | 6004 |
| Validade Validez / Expiration date: | 05/02/2027 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

| Reagente | Referência | Resultado |
|--|--|------------------|
| Soro Anti-AB Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) (1 x 10 mL) | Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados. | Aprovado |

Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO

PROVA DIRETA (GLOBULAR)

| AMOSTRA | | SORO ANTI-A | SORO ANTI-B | SORO ANTI-AB | INTERPRETAÇÃO | RESULTADO |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%) | A | 4+ | - | - | A | Aprovado |
| | B | - | - | - | B | |
| | AB | 4+ | - | - | AB | |
| | O | - | - | - | O | |

Legenda:

Anti-A: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo B.
Anti-B: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo A.
Anti-AB: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo O.
Ausência de anticorpos: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo AB.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 09/01/2026 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br