



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|---|
| Produto Producto / Product: | Cálcio Arsenazo Calcio Arsenazo/ Arsenazo Calcium |
| Referência Referencia / Reference: | 449/449M |
| Lote Lot: | 0002 (CM01) |
| Validade Validez / Expiration date: | 01/2028 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance | <0,520 | 0,262 |
| Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm): | 26,0 - 39,6 | 38,17 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad/Linearity: | Até 17 mg/dL Hasta 17 mg/dL/ Until 17 mg/dL | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I: | 9.50 (8.55 - 10.5) mg/dL | 9,75 mg/dL |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II: | 11.82 (10.6 - 13.0) mg/dL | 11,86 mg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 10/02/2025 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br