

Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 3315

VAL.: 2024-12

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 3315 Val: 12-2024

| Analito (*) | Método | Nível | Valor | Intervalo | Unidades |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Ferritina | Turbidimetria | Normal (N1) | 60.6 | 48.5 - 72.7 | µg/L |
| PCR AS | Turbidimetria | Normal (N1) | 2.19 | 1.75 - 2.63 | mg/L |

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.