



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

|   |   |
|---|---|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Microalbuminúria</b><br><b>Microalbuminuria/Microalbuminuria</b> |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>470</b>  |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>6006</b>   |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>22/07/2027</b>   |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                       | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range: | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|--|--|--|
| <b>Absorbância do branco</b><br>Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:          | <b>&lt;1,200</b>   | <b>0,5866</b>  |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad / Linearity:                                      | <b>130 mg/L</b>  | <b>De Acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel I/Control Serum Level I:    | <b>66.9 (53,7 - 80,5) mg/L</b>                                 | <b>72 mg/L</b>   |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | <b>33.4 (26,1 - 40,8) mg/L</b>                                 | <b>32,6 mg/L</b>   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>22/01/2026</b> |
|------------------------------|-------------------|

**Isabela Fernandes dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

