

Produto Producto / Product:	Urigold Urigold / Urigold
Referência Referencia / Reference:	500
Lote Lot:	21A059
Validade Validez / Expiration date:	05/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lote results	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Urobilinogênio Urobilinógeno / Urobilinogen	-	-
Glicose Glucosa / Glucose	+ a ++	++
Corpos cetônicos Cuerpos cetónicos / Ketone bodies	-	-
Bilirrubina Bilirrubina / Bilirubin	-	-
Proteína Proteína / Protein	+ a ++	+
Nitrito Nitrito / Nitrite	-	-
pH pH / pH	6,0	6,0
Sangue/Hb Sangre / Hb / Blood / Hb	+ a +++	+ a ++
Densidade Densidad / Density	1,010	1,010
Leucócitos Leucocitos / Leukocytes	-	-

Data	25/02/2021
-------------	-------------------

Fecha / Date:



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br