

|                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b><br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS         |                                                                  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:                                                                                                                    | <b>Proteinúria</b><br>Proteinuria/Proteinuria                                              |                                                                  |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:                                                                                                             | <b>498/498 M</b>                                                                           |                                                                  |
| <b>Lote</b><br>Lot:                                                                                                                                      | <b>0001AB CM01</b>                                                                         |                                                                  |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date:                                                                                                            | <b>01/2028</b>                                                                             |                                                                  |
| <b>CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO</b><br>CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL                                                     |                                                                                            |                                                                  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |
| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                                                                                             | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                             | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
| <b>Absorbância do Branco</b><br>Absorbancia Blanca/ White<br>Absorbance                                                                                  | <b>&lt;0,150</b>                                                                           | <b>0,103</b>                                                     |
| <b>Fator de Calibração</b><br>Factor Calibración)/ Calibration<br>Factor :                                                                               | <b>114 - 170</b>                                                                           | <b>131</b>                                                       |
| <b>Aspectos físico-químicos</b><br>Aspectos fisico-quimicos/<br>Physico-chemical aspects:                                                                | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites<br>internos/Within internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad/Linearity:                                                                                                              | <b>100 mg/dL</b>                                                                           | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nível<br>I/Control Serum level I:                                                                       | <b>65 (55 - 85) mg/dL</b>                                                                  | <b>65,91 mg/dL</b>                                               |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nível<br>II/Control Serum level II:                                                                    | <b>32 (27 - 37) mg/dL</b>                                                                  | <b>30,25 mg/dL</b>                                               |
|                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |
| <b>Data</b><br>Fecha / Date:                                                                                                                             | <b>16/04/2026</b>                                                                          |                                                                  |
| <div>Tatiane Trindade</div> <div>Tatiane Trindade Gonzaga Pereira</div> <div>Controle de Qualidade</div> <div>Control de Calidad / Quality Control</div> |                                                                                            |                                                                  |

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**