

| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | Fosfatase Alcalina Fosfatasa alcalina/Alkaline phosphatase |
| Referência Referencia / Reference: | 440M/440 |
| Lote Lot: | 202202 CM01 |
| Validade Validez / Expiration date: | 05/2023 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance | <1,200 | 0,593 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad/Linearity: | 1500 U/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I: | 130 (104-156) U/L | 131 U/L |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II: | 548(438 - 658) U/L | 633 U/L |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 17/05/2022 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br