

# Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602

MS 80022230191



**A**nalisa

**LOTE: 1167**

**VAL.: 2022-09**

## Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1167 Val: 09/2022					
Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	59.1	47.3 - 70.9	µg/L
Ferritina	Turbidimetria	Elevado (N2)	156	125 - 187	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.27	1.82 - 2.72	mg/L
PCR AS	Turbidimetria	Elevado (N2)	8.01	6.41 - 9.61	mg/L

(\*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas:  $\alpha$ -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 09/21